M40D

Low speed centrifuge

低速离心机

迈越常流 新之所向 为实验做好准备





(1) 低噪 お 高效 ② 安全

主要用途

M40D低速离心机兼具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点,采用最新的控制技术、且质量可靠、性能优越, 而广泛用于医学临床生化、血液学、免疫学及临床科研和分子生物学研究以及工业实验室的常规分析,在遗传基因、蛋白核 酸以及PCR产物等实验研究中更为显著。

产品详解



多种水平挂篮与角式转头 可方便快捷互换使用

产品优势

- LCD高亮黑底白字液晶显示,运行参数清晰明了;
- 及实时查看相对离心力;
- 升降速实时显示更方便快速调整完全满足各种离心所需;
- 单钮旋动控制,即可进行快速的进行参数更改;
- 离心腔外设有隔离层可充分吸收噪音,降低振动,给实验人员一份
- 采用先进可靠的FOC矢量正弦波驱动控制系统,可精确的控制转 速、时间和相对离心力;
- 电吸式双门锁设计, 轻轻一按即可快速关闭门盖, 安静更安全
- 按键音量和运行结束提示音量,可在面板处快速调节;

- 无碳刷直流变频电机,速度范围100~6000rpm,精确度±20rpm;
- 单独的Speed/Rcf参数设定及相互转换按键,方便运转时快速调节 离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g,时间控制: 1-99小时 /1-59分钟或1-59秒, 精度±1秒/瞬时离心 (Flash), 按住即可实现 快速、便捷地离心,自动记忆最后一次实验值;
 - 高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,具有密封性能和无
 - 配有门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统,可以对离心过 程实时监控,确保仪器安全运行,运转结束、出错及出现不平衡时, 声音信号提示,同时停止运转,显示报错代码;
 - 强制通风降温及卓越的空气热交换技术,显著有效地降低转头温度的 升高,确保样品不被破坏,离心结束后自动打开离心机门盖,防止样 品过热,便于取放样品;

挂篮参数



M40D-S水平转头 4000rpm×2736g



40D S-1水平挂篮 100ml×4孔 4000rpm/2720×g



40D S-2水平挂篮 50ml×4孔 4000rpm/2665×g



40D S-3水平挂篮 15ml×8孔 4000rpm/2736×g



40D S-4酶标板转头 微孔板2块×2×96孔 4000rpm/2236×g



40D A-1角式转头 15ml×12孔 6000rpm/5350×g



40D A-2角式转头 15ml×24孔 5000rpm/3690×g



40D A-3角式转头 15ml×30孔 5000rpm/4050×g



40D A-4角式转头 20ml×12孔 5000rpm/3800×g



40D A-5角式转头 50ml×6孔 6000rpm/4346×g



40D S-1.1锥底适配器 15ml



40D S-2.1锥底适配器 50ml

主机参数

产品型号	M40D
输入电源	AC220V/50~60Hz/可提供AC120V电源机型
输入功率	350W
最大容量	450ml(15ml×30)
转速范围	
转速精确度 转速精确度	±20rpm
最大相对离心力	5350×g/步增10×g
驱动马达	免维护无碳刷直流变频电机
有效离心时间	1-99小时/1-59分钟/1-59秒;精度±1秒
驱动控制系统	FOC矢量正弦波驱动
存储程序	30条内置存储程序
操控方式	物理按键+旋钮
显示方式	LCD高亮黑底白字液晶
提示音	按键+运行结束提示音4挡可调
门盖锁闭方式	电控自动化吸入式双锁
最快加速时间[sec]/升速挡	15s/9挡
最快减速时间[sec]/降速挡	18s/10挡,0挡自由停机
尺寸:长×宽×高	360mm×448mm×308mm
重量(无转头)	20Kg
最高转速下噪音水平(≈)	≤65dB(A)
防护等级	IP20
允许环境温度/相对湿度	+5~40°C/80%
干扰抑制标准	EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2

挂篮信息

产品货号	产品型号	可放置试管类型及尺寸	适用于	标配/选配件
	M40D	-	-	-
L.05.001	M40D-S	-	主机	
L.03.023	40D-S-1	PP圆底带盖	M40D-S	选配
L.03.025	40D-S-2	PP圆/锥底带盖	M40D-S	选配
L.03.026		PP圆/锥底带盖	M40D-S	选配
L.03.038	40D-S-4	微孔板2块×2×96孔	主机	选配
L.03.039	40D-A-1	PP圆/锥底带盖	主机	选配
L.06.007	40D-A-2	PP圆/锥底带盖	主机	选配
L.03.017	40D-A-3	PP圆/锥底带盖	主机	选配
L.03.018	40D-A-4	PP圆底带盖	主机	选配
	40D-A-5		主机	选配
L.06.017	40D S-1.1	PP锥底带盖	40D-S-1	选配
L.06.018	40D S-2.1	PP锥底带盖	40D-S-2	选配

注:环境温度为23℃时